

MATERIAL DE USO CLÍNICO

CRÍTICO

(entra en contacto con tejidos estériles)

Material quirúrgico, cura ...

LIMPIEZA
Instrunet
enzimático EZ+
T Plus



ESTERILIZACIÓN

SEMICRÍTICO

(entra en contacto con mucosas)

Palas laringo,
máscara ambú,
fibroscopio,
endoscopio,
histeroscopio

LIMPIEZA
Instrunet
enzimático EZ+
T Plus



**DESINFECCIÓN
ALTO NIVEL**

Anioxyde 1000[®] ó Adaspor[®]



NO CRÍTICO

(entra en contacto con piel íntegra)

Gafas, pantallas,
tensiómetro,
fonendo, ECG
pulsioxímetro

¿Tiene suciedad visible?

SI

NO

¿Es sumergible?

NO

SI

**LIMPIEZA y
DESINFECCIÓN**
(en un solo paso)

Surfa´ Safe
Premium[®]/
Incidin
Foam[®]



LIMPIEZA
Instrunet
enzimático
EZ+ T Plus



DESINFECCIÓN
Big Spray[®]
New



DESINFECCIÓN

Big Spray[®]
New



Alternativas:

- Alcohol ≥ 70
- Lejía 1:50

Alternativas:
Alcohol ≥ 70
Lejía 1:50

Más información Protocolo de «limpieza y desinfección de material sanitario» disponible en el gestor documental de la intranet:

http://web.intranet.hsl.es/webhsl/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=protocolo-limpieza-y-desinfeccion-de-material-sanitario-marzo-2020&Itemid=980

Servicio de Medicina Preventiva, Calidad y Seguridad del Paciente . Área de Calidad, Docencia, Formación e Investigación. – IT LYD_Rev 0 24/03/2020